

# Návod na použitie

## Pokyny pred prvým použitím

Hypervolt je špičkové masážne zariadenie, ktoré využíva pulzujúce vibrácie na zlepšenie celkovej výkonnosti tela.

Hypervolt ponúka ľuďom všetkých vekových kategórií a výkonnostných úrovní výhody na zlepšenie celkovej výkonnosti tela, urýchlenie zotavenia, zvýšenia flexibility a rozsahu pohybu.

## Nabíjanie:

- Pred prvým použitím nabíjajte batériu po dobu až 6 hodín, a to buď pripojenú alebo odpojenú od zariadenia.
- Na nabíjanie, pripojte DC koniec dodaného 24V adaptéra k nabíjacímu portu batérie a zapojte AC kábel do elektrickej zásuvky. Batéria sa môže nabíjať buď pripojená alebo odpojená od zariadenia
- LED diódy na batérii blikajú, podľa úrovne nabitia batérie a indikujú aktívne nabíjanie
- Pri pripojenej batérii blikajú kontrolky LED na jednotke, čím sa zobrazuje stav batérie a indikuje aktívne nabíjanie
- Plné nabitie sa zobrazí, keď všetky kontrolky LED prestanú blikať a zostanú plne rozsvietené
- Neodporúča sa úplne vybiť batériu na červenú LED
- Priemerná doba chodu je viac ako dve hodiny v závislosti od úrovne rýchlosti a tlaku použitého počas používania

## Prevádzka:


- Zarovnajte a pripojte batériu k základnej jednotke. Uistite sa, že je úplne zasunutá.
- Zariadenie zapnete posunutím vypínača na spodnej strane batérie do polohy ON. Zariadenie vypnete prepnutím vypínača napájania do polohy OFF.
- S vypínačom prepnutým do polohy ON (zapnuté) stlačte tlačidlo nastavenia rýchlosti na úroveň 1. Na aktiváciu senzora tlaku počkajte 5 sekúnd. Tri biele LED diódy začnú blikať, čo signalizuje, že prebieha kalibrácia. Držte prístroj s aplikátorom otočeným smerom nadol. Počas aktivácie kalibrácie netlačte na aplikátor. Po 5 sekundách sa rozsvietia biele LED indikujúce úspešnú kalibráciu. Ak je proces kalibrácie prerušený alebo neúspešný, biele LED diódy vypnú odpojenie obvodu snímača tlaku, ale jednotka bude plne funkčná. Pre opätovné nastavenie jednotky prístroj úplne vypnite a proces znova opakujte.
- S vypínačom v polohe ON (zapnuté) stlačte raz tlačidlo napájania, aby ste zariadenie zapli na úroveň 1, dvakrát, aby ste zariadenie prepli na úroveň 2 a trikrát na úroveň 3. Opätovným stlačením tlačidla napájania zariadenie vypnete. Modrá LED kontrolka indikuje príslušnú úroveň výkonu.
- Pri vypnutej jednotke úplne zasuňte aplikátor zatlačením. Odstráňte ho vytiahnutím.
- Masírujte požadovanú časť tela pri požadovanej rýchlosti s tlakom podľa potreby.
- Pre pripojenie Bluetooth si nainštalujte iOS aplikáciu Hyperice a spárujte zariadenie

## Údržba, čistenie, skladovanie:

- Na čistenie zariadenia používajte mierne navlhčený uterák a suchú handričku.
- Pri skladovaní alebo cestovaní vyberte batériu a uložte ju do dodávanej krabice

## Varovania a upozornenia

- Neponárajte do vody. Uchovávajte mimo dosahu kvapalín alebo zdrojov tepla. Ventiláčné otvory udržiavajte bez prachu a nečistôt.
- Neodstraňujte skrutky ani sa nepokúšajte zariadenie rozoberať.
- Nepracujte nepretržite dlhšie ako jednu hodinu. Pred opätovným použitím nechajte prístroj 30 minút odpočívať.
- Nenabíjajte bez dozoru alebo nenechajte nabíjať zariadenie cez noc.
- Po nabíjaní alebo pred použitím odpojte nabíjačku od prístroja.
- Len pre dospelých. Nepoužívajte na zranenia. Pred použitím tohto výrobku sa poraďte so svojím lekárom.



1. Tlačidlo uvoľnenia batérie
2. Rukoväť / odnímateľná batéria (ďalšie batérie sú k dispozícii na [www.go-create.sk](http://www.go-create.sk))
3. Indikátor rýchlosti LED (3 modré)
4. Tlačidlo rýchlosti
5. Indikátor senzoru tlaku LED (biele)
6. Indikátor stavu batérie LED (4/LED)
7. Prepínač ON/ OFF
8. Odnímateľné, vymeniteľné aplikátory. Pevne ho uchopte a vytiahnite.
9. Bluetooth indikátor pripojenia

Ak chcete akumulátor vybrať, palcom jemne stlačte uvoľňovacie tlačidlo batérie. Druhou rukou pevne potiahnite batériu / rukoväť smerom nadol.

## Špecifikácia

- AC nabíjačka: 110-240V 50/60Hz - .5A – 24VDC- 1A
- Perkusia (bpm)/Frekv. (Hz): Level 1 – 1800/30, Level 2 – 2400/40, Level 3 – 3200/53
- Váha: 2,5 lbs / 1,13 kg (3,0 lbs / 1,4 kg vrátane nabíjačky)

## Bezpečnostné pokyny

Nebezpečenstvo: Na zníženie rizika úrazu elektrickým prúdom, požiaru a zranenia osôb, musíte tento výrobok používať v súlade s nasledujúcimi pokynmi:

- Len pre dospelých
- Používajte len na suchom čistom povrchu tela cez oblečenie ľahkým tlakom a pohybom po tele približne 60 sekúnd na danú oblasť
- Hypervolt používajte len na mäkké tkanivá tela podľa potreby bez toho, aby ste cítili bolesť alebo mali nepríjemné pocity.
- Nepoužívajte na hlave alebo na tvrdom alebo kostnom povrchu tela.
- Používajte iba aplikátory, ktoré poskytujú najlepší požadovaný účinok.
- Môže dôjsť k podliatinám bez ohľadu na nastavenie regulácie alebo tlak. Ošetrené oblasti kontrolujte často a okamžite zastavte pri prvom náznaku bolesti alebo nepohodlia.
- Prsty, vlasy alebo akúkoľvek inú časť tela držte ďalej od hriadeľa a zadnej strany aplikátora, pretože môže dôjsť k zachyteniu.
- Do ventilačných otvorov Hypervoltu neumiestňujte žiadne predmety.
- Nesmie sa ponoriť do vody alebo voda nesmie vniknúť do ventilačných otvorov Hypervoltu.
- Nabíjajte iba dodávanou nabíjačkou 24VDC HYPERICE.
- Pred každým použitím zariadenie a batériu starostlivo prezrite.
- Nepokúšajte sa v žiadnom prípade upravovať Hypervolt akýmkoľvek spôsobom.
- Nikdy nenechávajte Hypervolt v prevádzke alebo nenabíjajte bez dozoru.

**Nepoužívajte Hypervolt, ani žiadne vibračné zariadenie bez predchádzajúceho súhlasu svojho lekára v prípade nasledujúcich indikácií:**

- Tehotenstvo, cukrovka s komplikáciami ako sú neuropatia alebo poškodenie sietnice, nosenie srdcových stimulátorov, nedávna operácia, epilepsia alebo migrény, hernie platničiek, spondylolistéza, spondylolysis, alebo spondylóza, nedávna náhrada kĺbov alebo IUD, kovové šróby alebo kovová platne v tele, alebo akékoľvek obavy o fyzické zdravie.
- Pri používaní akéhokoľvek vibračného zariadenia by mali byť krehké osoby a deti pod dohľadom dospelšej osoby.
- Tieto kontraindikácie neznamenajú, že nemôžete používať vibračné alebo cvičebné zariadenie, ale odporúčame Vám poradiť sa najprv s lekárom.
- Prebieha výskum zameraný na účinky vibračného cvičenia na špecifické zdravotné poruchy. Výsledkom bude pravdepodobne skrátenie zoznamu kontraindikácií, ako je uvedené vyššie. Praktické skúsenosti ukázali, že integrácia vibračného cvičenia do liečebného plánu je v mnohých prípadoch odporúčaná. To sa musí vykonať na odporúčanie a v sprievode lekára, špecialistu alebo fyzioterapeuta.